

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Armário Frigorífico de Farmácia Opaco 416Lt

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CO17685	<b>Modelo:</b>	17685
<b>Marca:</b>	Corequip	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Corequip
<b>Modelo</b>	17685

### Descricao Resumida

Armário frigorífico de farmácia opaco de 416Lt, ideal para conservação de medicamentos. Controlo de temperatura digital e alarmes integrados.

## Descricao Completa

### Armário frigorífico de farmácia — Conservação de Medicamentos — Principais Vantagens

Este armário frigorífico foi concebido para a armazenagem segura e controlada de medicamentos, reagentes e outros produtos farmacêuticos que exigem condições de temperatura e humidade estáveis. Com uma porta opaca para maior proteção contra a luz e um volume líquido generoso de 416 litros, oferece a capacidade ideal para farmácias, laboratórios e unidades de saúde que primam pela segurança e conformidade com as normas.

A tecnologia de frio ventilado assegura uma distribuição homogénea da temperatura em todo o interior do equipamento, enquanto o isolamento em poliuretano de base água contribui para uma eficiência energética superior. A porta reversível e a fechadura de série adicionam flexibilidade e segurança, tornando este equipamento uma solução eficaz e adaptável ao seu espaço de trabalho.

### Aplicações Profissionais

Ideal para farmácias hospitalares, drogarias, laboratórios de análises clínicas e centros de investigação que necessitam de cumprir rigorosos padrões de conservação de produtos sensíveis. A sua robustez e funcionalidades avançadas permitem uma gestão eficiente de inventários farmacêuticos, assegurando a integridade dos medicamentos e a tranquilidade dos profissionais.

Este armário de refrigeração também é adequado para clínicas veterinárias e consultórios médicos que requerem o armazenamento seguro de vacinas e outros produtos biológicos, garantindo a sua eficácia. A versatilidade do seu design e o seu desempenho consistente fazem dele um investimento valioso para qualquer ambiente onde a conservação meticulosa é fundamental.

### Características Técnicas

<b>Tipo</b>	Armário Frigorífico de Farmácia
<b>Modelo</b>	MPRA450 S
<b>Porta</b>	Opaca

<b>Revestimento Interior/Exterior</b>	Chapa plastificada Branca (Skinplate)
<b>Temperatura Ambiente de Operação</b>	10°C a 30°C
<b>Humidade Relativa de Operação</b>	55%
<b>Gama de Temperatura</b>	+2°C / +8°C
<b>Ajuste Pref. de Fábrica</b>	+5°C
<b>Volume Líquido</b>	416 Litros
<b>Potência</b>	210W
<b>Tensão</b>	220V-50Hz
<b>Consumo Diário</b>	877Kw./24h
<b>Refrigerante</b>	R600a
<b>Nível de Ruído</b>	< 45dB
<b>Isolamento</b>	50mm (Poliuretano base de água)
<b>Descongelação</b>	Automática
<b>Refrigeração</b>	Ventilado
<b>Características da Porta</b>	Reversível, Fechadura de série
<b>Pés</b>	4 Rodízios + 2 Pés Niveladores
<b>Controlo</b>	Controlador ADVANCE (Termostato digital, de segurança, display interativo com bloqueio de teclado, alarme sonoro e visual de temperatura, alarme porta aberta, falha de sonda e alimentação, definição de nº de série, controlo de humidade, relógio em tempo real, acesso USB, alarme remoto e RS 485)

<b>Dimensões Interiores (L x P x A)</b>	480 x 500 x 1724 mm
<b>Dimensões Exteriores (L x P x A)</b>	600 x 700 (+50) x 1865 mm
<b>Conformidade</b>	Diretiva DIN 13277
<b>Outras Características</b>	Sonda com simulador de massas, orifício para sonda externa (diâmetro 12mm)

## Perguntas Frequentes

### 1. Este armário é adequado para armazenar vacinas ou outros produtos sensíveis à temperatura?

Sim, o armário é projetado com controlo de temperatura entre +2°C e +8°C, com um ajuste de fábrica a +5°C, sendo ideal para produtos farmacêuticos, incluindo vacinas, que requerem condições estáveis.

### 2. O que acontece com os produtos em caso de falha de energia?

Em caso de corte de energia, o equipamento é capaz de manter ativas as alarmes e os registos por até 26 horas, garantindo a monitorização contínua das condições de armazenamento.

### 3. É possível aceder aos dados de temperatura registados?

Sim, o armário possui acesso USB para recolha de dados e um relógio em tempo real para registo detalhado, permitindo uma auditoria fácil e precisa das temperaturas de armazenamento.

### 4. O equipamento tem alguma medida de segurança para evitar acessos não autorizados?

Sim, o armário está equipado com uma fechadura de série e um controlador com bloqueio de teclado, proporcionando um armazenamento seguro e restrito a pessoal autorizado.

### 5. A porta pode ser alterada para abrir para o outro lado?

Sim, a porta deste modelo é reversível, permitindo que a sua abertura seja configurada para a esquerda ou para a direita, adaptando-se às necessidades do seu espaço.